

---

<b>Actinomycin D</b> krist., reinst cryst., research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>10710</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$C_{62}H_{86}N_{12}O_{16}$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		1255.45
<b>Aussehen</b> appearance		rot-oranges Pulver red to orange powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	HPLC	min. 92.0
<b><math>\lambda</math> max (nm)</b>	0.001% in Methanol	440 - 445
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.