
D-Cylcoserin reinst D-Cylcoserine research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	17686
------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃ H ₆ N ₂ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		102.1
Aussehen appearance		weißes bis grauweißes Pulver white to off-white powder
Aktivität (µg / mg) activity		min. 900
[α]_D/20°C	1% in H ₂ O	+108° bis/ to +114°
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.