

Entkalkungsmittel Konzentrat mit Indikator Decalcifier concentrate plus indicator	Kat.Nr./Cat.No. : 18141 Lot/Contr.No. :
---	--

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		grün gefärbte Flüssigkeit green colored fluid
pH		7.4
pH Bereich Wirksamkeit effective within pH range		7.4 - 12
Anwendungskonzentration working concentration		1:1 bis 1:10 mit demin. Wasser 1:1 to 1:10 with demin. water
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.