

GEBRAUCHSANLEITUNG

**Decalcifier concentrate
plus indicator**

Kat.-Nr.: 18141

PRODUKTBESCHREIBUNG

pH-neutrale Entkalkungslösung auf der Basis eines Komplexbildners.

Anwendung:

Einsatzkonzentration: 1:2 (1+1) bis 1:10 (1+9)

Die Einsatzkonzentration ist abhängig von der zu lösenden Kalziummenge.

Das Reagenz besitzt einen Kalzium-spezifischen Indikator zur Kontrolle. Bei Änderung der Färbung von blau nach rot, muss Entkalkungslösung nachdosiert werden.

Lagerung: bei +15 °C bis +30 °C

Vers. 09/09