

<b>3,3-Diaminobenzidin·4HCl·xH<sub>2</sub>O</b> reinst	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>18865</b>
3,3-Diaminobenzidine·4HCl·xH <sub>2</sub> O research grade		

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> N <sub>4</sub> ·4HCl·xH <sub>2</sub> O
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		360.1 (wasserfrei/anhydrous)
<b>Aussehen</b> appearance		zartgraues Pulver * light grey powder
<b>Löslichkeit</b> solubility	50 mg/ml H <sub>2</sub> O	klare dunkelrotbraune Lösung clear dark reddish brown solution
<b>Gehalt (%)</b> assay	Titration	min. 98.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

\* Das Aussehen dieses Produktes kann produktionsbedingt von hellrosa bis grau-violett variieren.  
The appearance of this product may vary due to processing from light rose-colored to grey-violet.

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.