

α-D-Glucose-6-phosphat·Na₂-salz p.A.	Kat.Nr./Cat.No. :	22799
α -D-Glucose-6-phosphate·Na ₂ -salt analytical grade		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₆ H ₁₁ O ₉ PNa ₂
Molekulargewicht molecular weight		304.2 (wasserfrei / anhydrous)
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Glucose-6-P (%)	enzym.	min. 98.0
Wasser (%) water	KF	8.5 – 12.5
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.