

Glycerin 87% (w/w) pflanzlich
Glycerol 87% (w/w) from plant

Kat.Nr./Cat.No. : 23177

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃ H ₈ O ₃
Molekulargewicht molecular weight		92.09
Aussehen appearance		farblose, viskose Flüssigkeit colorless, viscous liquid
Brechungsindex refractive index	Ph.Eur.	1.449 – 1.455
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.