
Gramicidin reinst Gramicidin research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	24150
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 2 000
Aussehen appearance		fast weißes Pulver off-white powder
Mikrobiologische Wirksamkeit (I.E./mg) potency		min. 900
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 60°C	max. 3.0
Gehalt / assay (Summe von A1, A2, B1, C1, und C2) (%)	HPLC	min. 95.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph. Eur.
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph. Eur.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.