
Ionomycin-Ca-salz reinst Ionomycin-Ca-salt research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	26379
---------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₄₁ H ₇₀ O ₉ ·Ca
Molekulargewicht molecular weight		747.10
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Reinheit (%) purity	HPLC TLC	min. 98 min. 98
Schmelzpunkt (°C) melting point		198 – 206
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.