
Naphthol-AS-BI-phosphat reinst Naphthol-AS-BI-phosphate research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	29988
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₈ H ₁₅ BrNO ₆ P
Molekulargewicht molecular weight		452.20
Aussehen appearance		elfenbeinfarbenes Pulver ivory-colored powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 95.0
Wasser	KF	max. 5.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.