

Vancomycin HCl Vancomycin HCl	Kat.Nr./Cat.No. :	38125
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24} \cdot HCl$
Molekulargewicht molecular weight		1485.7
Aussehen appearance		fast weißes bis bräunliches Pulver almost white to brownish powder
Reinheit Vancomycin B (%) purity	HPLC	min. 85.0
Mikrobiol. Gehalt (µg/mg) microbiol. assay	wasserfrei anhydrous	min. 900
pH	USP	2.5 – 4.5
Wasser (%) water	USP	max. 5.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der USP.
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of USP.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.