

| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Vitamin B₁₂ krist. rein Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin) cryst. pure | Kat.Nr./Cat.No. : | 38310 |
|---|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|--|--------------------------|---|
| Summenformel formula | | C ₆₃ H ₈₈ N ₁₄ O ₁₄ PCo |
| Molekulargewicht molecular weight | | 1355.4 |
| Aussehen appearance | | rote Kristalle red crystals |
| Gehalt (%) assay | UV, getrocknet dried | 96.0 – 100.5 |
| Identität identity | Ph. Eur. Test A, B | entspricht corresponds |
| verwandte Substanzen related substances | HPLC | max. 3.0 |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | 105°C, 2h | max. 12.0 |
| Identität identity | IR | entspricht corresponds |
| Pseudocyanocobalamin Pseudo cyanocobalamin | | entspricht corresponds |
| Ursprung origin | | nicht tierisch non animal |
| Lagerung (°C) storage | | +2 bis/ to +8 |

Das Produkt entspricht den Anforderungen von Ph.Eur. und USP.
The product corresponds to the requirement of Ph.Eur. and USP.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.