

---

<b>Xylan aus Buchenholz rein</b> Xylan from beech wood pure	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>38500</b>
--	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$(C_{10}H_{16}O_9)_n$
<b>Aussehen</b> appearance		beiges Pulver beige powder
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	4 h, 105 °C	max. 5.0
<b>[<math>\alpha</math>]D/ 20 °C</b>	0.2 % in 5 % NaOH	-75.0° bis/ to -60.0°
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.