
Magnesiumchloridlösung, 1M Magnesium chloride, solution 1M molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	39772
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	6.0 – 8.0
Zusammensetzung composition	
MgCl ₂ · 6H ₂ O (#39771)	203.30 g/l
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.