

---

<b>TAE Puffer (50x)</b> TAE buffer (50x)	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>42549</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
<b>pH</b>	8.1 – 8.5
<b>Zusammensetzung</b> composition	
TRIS (# 37180)	242.3g/l
EDTA-Na <sub>2</sub> •2H <sub>2</sub> O (# 11280)	18.6g/l
Eisessig / glacial acetic acid	60.05g/l
<b>DNase/ RNase Aktivität</b> DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
<b>Lagerung (°C)</b> storage	+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.