

„Laemmli“ Puffer (10x) für SDS-PAGE
Laemmli Buffer (10x) for SDS-PAGE

Kat.Nr./Cat.No. :

42556

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

klare farblose Lösung
clear colorless solution

pH

8.4 – 8.9

Zusammensetzung
composition

TRIS (# 37180)

0.25 M

Glycin / Glycine (# 23390)

1.92 M

SDS (# 20763)

1%

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.