

Laemmli Buffer¹ 10x, for SDS-PAGE

Cat. No. 42556

Produktbeschreibung:

Allgemein Laufpuffer für die SDS-PAGE nach Laemmli¹,
10x Konzentrat.

Zusammen- setzung	Komponente	Konzentration
	TRIS	0,25 M
	Glycin	1,92 M
	SDS	1 %
	pH 8,4 – 8,9	

Lagerung Die empfohlene Lagertemperatur ist +15 °C – +30 °C.

Arbeitslösung:

Der Ansatz ist für 1 L 1x Laufpuffer beschrieben.

Zu 100 ml 10x Konzentrat werden 900 ml deionisiertes Wasser gegeben.

Konzentration der Komponenten in der 1x Lösung:

0,025 M TRIS
0,192 M Glycin
0,1 % SDS

¹ U. K. Laemmli, Nature 277, 680 - 685 (1970)