

**Grace's Insekten-Pulvermedium, ohne Natriumbicarbonat, Kat.Nr./Cat.No. : 47308
mit Calciumchlorid, mit L-Glutamin**

Grace's Insect powder medium, without sodium bicarbonate,
with calcium chloride, with L-glutamine

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Löslichkeit solubility	46.12 g/l in H ₂ O + 0.35 g/l NaHCO ₃ bei/ at pH 6.5	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	46.12 g/l in H ₂ O + 0.35 g/l NaHCO ₃	5.0 – 6.0
Osmolarität (mOsmol/l) osmolarity	46.12 g/l in H ₂ O + 0.35 g/l NaHCO ₃ bei/ at pH 6.5	290 – 350
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.