

**Grace's Insekten-Pulvermedium, ohne Natriumbicarbonat, Kat.Nr./Cat.No. : 47308
mit Calciumchlorid, mit L-Glutamin**

Grace's Insect powder medium, without sodium bicarbonate,
with calcium chloride, with L-glutamine

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		grauweißes bis cremeweißes Pulver off-white to creamish white powder
Löslichkeit solubility	45.9 g/ l in H ₂ O	Lösung mit vereinzelt Partikeln solution with few particles
pH	45.9 g/ l in H ₂ O	3.7 – 4.3
pH	45.9 g/ l in H ₂ O + 0.35 g/ l NaHCO ₃	3.9 – 4.5
Osmolalität (mOsmol/ kg H₂O) osmolality	45.9 g/ l in H ₂ O	330 – 370
Osmolalität (mOsmol/ kg H₂O) osmolality	45.9 g/ l in H ₂ O + 0.35 g/ l NaHCO ₃	340 – 380
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.