

Collagenase-Substrat nach E. Wünsch **Kat.Nr./Cat.No. : 52268**
4-Phenylazobenzoyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{38}H_{52}N_{10}O_8$
Molekulargewicht molecular weight		776.9
Aussehen appearance		orange-gelbes Pulver orange to yellow powder
Gehalt (%) assay	EA $N_{th}=18.03\%$	> 75
Reinheit (%) purity	HPLC	> 97
Löslichkeit solubility	5% in MeOH	klare, gelbe Lösung clear, yellow solution
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.