

Molekularbiologie

Reagenzien und Fertiglösungen „Molecular Biology Grade“ • Garantiert DNase/RNase-frei

Reagenzien „Molecular Biology Grade“

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39750.01	Ammonium acetate	500 g	33,00 €	24,75 €
39753.02	Ammonium sulfate	1 kg	39,00 €	29,25 €
39551.01	Calcium chloride • 2 H ₂ O	250 g	26,00 €	19,50 €
18835.01	Diethyl pyrocarbonate (DEPC)	10 ml	35,00 €	26,25 €
18835.02		100 ml	230,00 €	172,50 €
39760.01	Ethylenediamine tetraacetic acid Na ₂ -salt (EDTA-Disodium)	250 g	27,00 €	20,25 €
39771.01	Magnesium chloride • 6H ₂ O	500 g	29,50 €	22,50 €
39571.01	Sodium acetate	500 g	38,50 €	29,00 €
39780.01	Sodium bicarbonate	250 g	24,50 €	18,50 €
39780.02		1 kg	79,00 €	59,25 €
39781.02	Sodium chloride	1 kg	29,00 €	21,75 €
37186.02		500 g	49,00 €	36,75 €
37186.03	Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS)	1 kg	77,00 €	57,75 €
37186.04		2,5 kg	186,00 €	139,50 €

Tip!

Bei Fällung mit Natriumacetat können in nur zwei aufeinanderfolgenden Präzipitationsritten 99 % der freien dNTPs von DNA abgetrennt werden, da sie nicht co-präzipitieren.



Dr. Judith Koch
Technischer Service

Lösungsmittel „Molecular Biology Grade“

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39550.01	n-Butanol	500 ml	32,00 €	24,00 €
39553.01	Chloroform	250 ml	23,00 €	17,25 €
39553.02		2,5 L	99,00 €	74,25 €
39556.01		250 ml	28,00 €	21,00 €
39556.02	Ethanol undenatured absolute	1 L	69,00 €	51,75 €
39556.03		2,5 L	145,00 €	108,75 €
39557.01	Isoamyl alcohol	250 ml	25,00 €	18,75 €
39557.02		1 L	54,00 €	40,50 €
39559.01	Isopropanol	250 ml	19,00 €	14,25 €
39559.02		1 L	35,00 €	24,00 €

Fertiglösungen „Molecular Biology Grade“

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
39751.01		250 ml	25,00 €	18,75 €
39751.02	7.5 M Ammonium acetate solution	1 L	65,00 €	48,75 €
39554.02	Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1	500 ml	27,00 €	20,25 €
39603.01	Denhardt's solution, 50x concentrate	10 ml	36,50 €	27,50 €
39603.02		5x 10 ml	95,00 €	71,25 €
39761.01	0.5 M Ethylenediamine tetraacetic acid Na ₂ -salt solution,	100 ml	19,00 €	14,25 €
39761.02	(EDTA-Disodium solution)	500 ml	33,00 €	24,75 €
39772.01	1 M Magnesium chloride solution	100 ml	17,00 €	12,75 €
39772.02		500 ml	29,50 €	22,50 €
39575.01	20 % SDS solution	100 ml	30,00 €	22,50 €
39575.02		1 L	79,00 €	59,25 €
39572.01	3M Sodium acetate Buffer pH 5.2 solution	250 ml	18,50 €	14,00 €
39572.02		1 L	52,00 €	39,00 €
39782.01	5 M Sodium chloride solution	1 L	59,00 €	44,25 €
42555.01	20x SSC Buffer	1 L	27,00 €	20,25 €
42555.04		10 L	149,00 €	111,75 €
39799.01	TE Buffer (100x) pH 8.0	100 ml	18,00 €	13,50 €
39799.02		500 ml	49,00 €	36,75 €
39791.01	1 M Tris Buffer pH 7.5 solution	1 L	44,50 €	33,50 €
39792.01	1 M Tris Buffer pH 8.0 solution	1 L	44,50 €	33,50 €
39794.01	1 M Tris Buffer pH 8.8 solution	1 L	44,50 €	33,50 €
39798.03	Water DEPC (0.1 %) treated, sterile	500 ml	30,00 €	22,50 €

SERVA

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 28. Februar 2015.

