

Biologische Puffer

Puffer in höchster Reinheit für die Biochemie, Elektrophorese, Molekularbiologie und Zellkultur



Goods Puffer

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
15107.03	BISTRIS analytical grade	100 g	52,00 €	36,40 €
15107.04		250 g	121,00 €	84,70 €
15105.02	BICIN analytical grade	100 g	39,00 €	27,30 €
15105.03		250 g	76,00 €	53,20 €
25245.04	HEPES analytical grade	250 g	65,00 €	45,50 €
25245.05		1 kg	185,00 €	129,50 €
25245.06		5 kg	740,00 €	518,00 €
25249.05	HEPES • Na-salt research grade	250 g	120,00 €	84,00 €
25249.04		1 kg	380,00 €	266,00 €
29830.02	MES Monohydrate analytical grade	250 g	72,00 €	50,40 €
29830.06		500 g	110,00 €	77,00 €
29830.03		1 kg	195,00 €	136,50 €
29834.04	MES analytical grade	500 g	165,00 €	115,00 €
29834.03		1 kg	305,00 €	213,50 €
29836.03	MOPS analytical grade	500 g	110,00 €	77,00 €
29836.04		1 kg	195,00 €	136,50 €
37194.03	TAPS analytical grade	100 g	39,00 €	27,30 €
37195.02	TRICINE analytical grade	100 g	42,00 €	29,40 €
37195.03		500 g	150,00 €	105,00 €
32981.02	PIPES analytical grade	250 g	93,00 €	65,10 €

Min. 98 % - höchste Reinheit für störungsfreie Analysen

Keine Interferenz mit spektrophotometrischen Bestimmungen im Bereich von 230 bis 700 nm



Puffersubstanzen

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
37180.05	TRIS analytical grade	1 kg	59,00 €	41,30 €
37180.04		2,5 kg	135,00 €	94,50 €
37190.02	TRIS research grade	1 kg	44,00 €	30,80 €
37190.03		5 kg	187,00 €	130,90 €
21249.02	Sodium acetate analytical grade	500 g	22,00 €	15,40 €
30180.02	Sodium bicarbonate research grade	1 kg	32,00 €	22,40 €
30200.01	di-Sodium hydrogen phosphate-2H ₂ O analytical grade	500 g	24,00 €	16,80 €
30186.02	Sodium dihydrogen phosphate-2H ₂ O research grade	1 kg	32,00 €	22,40 €
26870.01	Potassium dihydrogen phosphate anhydrous analytical grade	500 g	27,00 €	18,90 €
26887.01	di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous analytical grade	500 g	35,00 €	24,50 €

Tipp!

Da der pH-Wert einer TRIS-Lösung sehr stark temperaturabhängig ist, sollte die Einstellung des pH-Wertes immer bei der Temperatur erfolgen, bei der der Puffer verwendet wird.

Bei Verdünnung konzentrierter TRIS-Lösungen ist zu beachten, dass der pH-Wert pro 10fach-Verdünnung um 0,1 pH-Einheiten sinkt.



Dr. Doris Fernholz
Produktmanagerin Biochemicals

SERVA

Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Aktionspreise sind gültig bis 31. August 2014.