
N-Acetylneuraminsäure reinst N-Acetylneuraminic acid research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 10465
---	--------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₁ H ₁₉ NO ₉
Molekulargewicht molecular weight		309.3
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	Tit.	min. 98.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
[α]_D/25°C	1% in H ₂ O	-32° ± 2°
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.