

Acrylamide 2x , reinst research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	10675
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃ H ₅ NO
Molekulargewicht molecular weight		71.1
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 98.0
Acrylsäure (%) acrylic acid	Titration	max. 0.03
A 1 cm/ 290 nm	5 % in H ₂ O	max. 0.7
Löslichkeit solubility	5 % in H ₂ O	klar und farblos clear and colorless
pH	5 % in H ₂ O	5.0 – 8.0
Leitfähigkeit (µS/cm) conductivity	40 % in H ₂ O	max. 100
Polymerisationszeit (min) polymerizing time	15 % Gel, 3 mM APS / TEMED / 25 °C	max. 30
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.