
Serdogel SSCP 2X Konzentrat Serdogel SSCP 2X concentrate	Kat.Nr./Cat.No. :	10690
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, farblose Lösung clear, colorless solution
Gehalt (%) assay	Brechungsindex refraction index	35.0 ± 0.5
Acrylsäure (%) acrylic acid	Titration	max. 0.03
Leitfähigkeit (µS/cm) conductivity	35% , RT	max. 50
A 1cm/ 290 nm	5%, RT	max. 0.7
pH	5%, RT	6.0 – 8.0
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.