

Adenin p. A. Adenine analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	10739
-------------------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₅ H ₅ N ₅
Molekulargewicht molecular weight		135.1
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	Titration	98.0 – 102.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	max. 1.0
Schwermetalle (ppm) heavy metals	als/ as Pb	max. 10
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.