

Adonit p.A. **Kat.Nr./Cat.No. : 10950**
Adonitol, Ribit, analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₅ H ₁₂ O ₅
Molekulargewicht molecular weight		152.15
Aussehen appearance		weißes bis leicht gelbliches Pulver white to light yellowish powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Löslichkeit solubility	5% in H ₂ O	klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung clear, colorless to light yellowish solution
Schmelzpunkt (°C) melting point		101 - 106
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.