
Adriamycin-HCl Lösung Adriamycin-HCl solution	Kat.Nr./Cat.No. :	11010
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Summenformel formula	C ₂₇ H ₃₀ ClNO ₁₁ (Adriamycin HCl)
Molekulargewicht molecular weight	580.0 (Adriamycin HCl)
Aussehen appearance	klare, rote Lösung clear, red solution
Zusammensetzung composition	2 mg/ml in 0.9 % NaCl
pH	2.7 – 3.3
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.