

SPEZIFIKATION

SPECIFICATION

Ethylendiamin wasserfrei p.A. Ethylenediamine anhydrous analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. : 11270 Lot/Contr.No. :
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂ H ₈ N ₂
Molekulargewicht molecular weight		60.10
Aussehen appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless liquid
Gehalt (%) assay	GC	min. 99.5
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Brechungsindex refractive index	n _D 20°	1.456 ± 0.002
Lagerung (°C) storage		

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Str. 7

Tel.: +49(0)6221 / 138 40-0 • Fax: +49(0)6221 / 138 40-10 • E-Mail: info@serva.de <http://www.serva.de>