

Ethylendiamin-tetraessigsäure·Na₂-Salz p.A.
EDTA analytical grade

Kat.Nr./Cat.No. : 11280

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{10}H_{14}N_2O_8 \cdot Na_2 \cdot 2H_2O$
Molekulargewicht molecular weight		372.3
Aussehen appearance		feine, weiße Kristalle small, white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
pH	5% in H ₂ O	4.0 – 5.0
Trocknungsverlust (%) loss on drying	16h / 150°C	max. 10.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
A 1cm/ 260 nm	5% in H ₂ O	max. 0.3
A 1cm/ 280 nm	5% in H ₂ O	max. 0.05
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.