

---

<b>Ethylenglycol p.A.</b> Ethylene glycol analytical grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>11285</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		62.07
<b>Aussehen</b> appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless liquid
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Gehalt (%)</b> assay	GC	min. 99.5
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.