

Alcianblau 8 GS Alcian blue 8 GS	Kat.Nr./Cat.No.:	12021
--	-------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 1 300
Aussehen appearance		schwarzblaues Pulver blue black powder
$\lambda_{\max.}(\text{nm})$		610 – 625
A 1cm/$\lambda_{\max.}$	0.001% in H ₂ O	min. 0.18
Wasser (%) water	KF	max. 10.0
Gehalt (%) dye content	BSC procedure	min. 50
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.