

|                                                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>3-Aminobenzoessäureethylestermethansulfonat</b> rein<br>3-Aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate<br>(Tricain) pure | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> <b>12396</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| Parameter<br>parameter                      | Methode<br>method      | Spezifikation<br>specification          |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Summenformel</b><br>formula              |                        | $C_9H_{11}NO_2 \cdot CH_4SO_3$          |
| <b>Molekulargewicht</b><br>molecular weight |                        | 261.3                                   |
| <b>Aussehen</b><br>appearance               |                        | weißes Pulver<br>white powder           |
| <b>Gehalt (%)</b><br>assay                  | HPLC                   | min. 99.0                               |
| <b>Löslichkeit</b><br>solubility            | 1% in H <sub>2</sub> O | klar und farblos<br>clear and colorless |
| <b>Schmelzpunkt (°C)</b><br>melting point   |                        | 147 – 152                               |
| <b>Identität</b><br>identity                | IR                     | entspricht<br>corresponds               |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage             |                        | +15 bis/ to +30                         |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.