

ε-Aminocapronsäure p.A. ε-Aminocaproic acid analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	12548
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₆ H ₁₃ NO ₂
Molekulargewicht molecular weight		131.17
Aussehen appearance		weiße bis farblose Kristalle white to colorless crystals
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
A 1 cm/ 287 nm	20% in H ₂ O	max. 0.1
A 1 cm/ 450 nm	20% in H ₂ O	max. 0.03
pH	20% in H ₂ O	7.0 - 8.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.