

---

**Aphidicolin** reinst  
research grade **Kat.Nr./Cat.No. : 13696**

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>20</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		338.5
<b>Aussehen</b> appearance		weiße Kristalle white crystals
<b>Löslichkeit</b> solubility	10 mg/ml Methanol	klare farblose Lösung clear colorless solution
<b>TLC (%)</b>	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> : MeOH 9:1	min. 97
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.