

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION



Renlam (R) M-1
Renlam (R) M-1

Kat.Nr./Cat.No. :

13825

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Beschreibung description		klare, leicht gelbliche, viskose Flüssigkeit clear, slightly yellowish, viscous liquid
Viskosität (mPa·s) viscosity	25°C	1400 – 1800
Epoxidzahl (Eq/kg) epoxy number		4.10 – 4.35
Dichte (g/cm³) density		1.10 – 1.15
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.