

---

**Cellulose mikrokristallin ca. 0.05 mm** reinst **Kat.Nr./Cat.No. : 14204**  
Cellulose microcrystalline ca. 0.05 mm research grade  
Avicel PH 101<sup>®</sup>

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>pH</b>		5.0 – 7.0
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		max. 7.0
<b>Wasserlösliche Substanzen (%)</b> water soluble substances		max. 0.24
<b>Schwermetalle (ppm)</b> heavy metals		max. 10
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen von Ph.Eur. und USP/NF.**  
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph.Eur. and USP/NF.

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.