

2,2'-Azinobis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure) · 2NH₄-salz (ABTS) krist, p. A. 2,2'-Azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) – 2NH ₄ -salz (ABTS) cryst., analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	14364
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₈ H ₁₆ N ₄ O ₆ S ₄ ·2NH ₄
Molekulargewicht molecular weight		548.69
Aussehen appearance		reinweiß bis grünliches Pulver, off-white to greenish powder
Reinheit purity	TLC	einheitlich one spot
A 1cm/ 340 nm	0.001% in H ₂ O	min. 0.6
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 6.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.