

Bacitracin reinst
research grade

Kat.Nr./Cat.No. : **14420**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 1 422
Aussehen appearance		weißes bis gelbbeiges feines Pulver white to yellowish beige fine powder
Biologische Wirksamkeit (IU/g) potency		min. 60 000
Identität identity	Ph. Eur.	entspricht corresponds
Aussehen der Lösung color of solution	Ph. Eur.	entspricht corresponds
pH	1% in H ₂ O	6.0 – 7.0
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 5.0
Sulfatasche (%) sulfated ash		max. 1.0
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph.Eur.
The physical/ chemical data correspond to the requirements of Ph.Eur.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.