

---

**Bathophenanthrolin disulfonsäure Na<sub>2</sub>-salz p.A.** **Kat.Nr./Cat.No. : 14483**  
Bathophenanthroline disulfonic acid Na<sub>2</sub>-salt analytical grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>24</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S <sub>2</sub> ·Na <sub>2</sub> ·xH <sub>2</sub> O
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		536.5 (wasserfrei/ anhydrous)
<b>Aussehen</b> appearance		rosafarbenes Pulver rose powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	Titration	min. 98.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 10.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.