

Bayol F reinst research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	14500
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, farblose, viskose Flüssigkeit clear, colorless, viscous liquid
A 1 cm/ 260 nm	10 % in Hexan	max 0.1
A 1 cm/ 280 nm	10 % in Hexan	max. 0.1
Brechungsindex refractive index	n_D^{20}	1.468 – 1.470
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.