

Benzamidin·HCl, reinst Benzamidine·HCl, research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	14525
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_7H_8N_2 \cdot HCl$
Molekulargewicht molecular weight		156.62 (wasserfrei / anhydrous)
Aussehen appearance		weißes kristallines Pulver white crystallin powder
Gehalt (%) assay	Titration bezog. auf getr. Subst. calc. on dried subst.	min. 99.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		80 – 85
Wasser (%) water	KF	max. 15.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.