

---

<b>Benzyl dimethylamin</b> reinst Benzyl dimethylamine research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>14835</b>
--	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> N
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		135.2
<b>Aussehen</b> appearance		klare, leicht gelbliche Flüssigkeit clear, slightly yellowish liquid
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Brechungsindex</b> refractive index	n <sub>D</sub> <sup>20</sup>	1.5000 – 1.5025
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.