

Bestatin reinst research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	14980
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{16}H_{24}N_2O_4 \cdot HCl$
Molekulargewicht molecular weight		344.8
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 98.0
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.