

Bisbenzimid H 33258 reinst
research grade

Kat.Nr./Cat.No. : 15090

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{25}H_{24}N_6O \cdot 3HCl \cdot 5H_2O$
Molekulargewicht molecular weight		624.0
Aussehen appearance		gelbes Pulver yellow powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 98.0
Wasser (%) water	KF	5.0 – 20.0
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.