

Brefeldin A reinst research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	15100
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₆ H ₂₄ O ₄
Molekulargewicht molecular weight		280.4
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Löslichkeit solubility	5 mg/ml MeOH	klare farblose Lösung clear colorless solution
Schmelzpunkt (°C) melting point		198 - 205
Gehalt (%) assay	TLC	min. 98 %
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25°C

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.