

2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol p.A.
BISTRIS analytical grade

Kat.Nr./Cat.No. : 15107

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_8H_{19}NO_5$
Molekulargewicht molecular weight		209.24
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
A 1cm/ 280 nm	10% in H ₂ O	max. 0.1
pH	10% in H ₂ O	9.4 – 10.4
Eisen (ppm) iron	Fe	max. 5
Blei (ppm) lead	Pb	max. 3
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.