

Bleomycinsulfat rein Bleomycin sulfate, lyophil., pure	Kat.Nr./Cat.No. :	15154
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Lyophilisat white lyophilisate
Zusammensetzung composition		Gemisch aus Glykopeptiden mixture of glycopeptides
biolog. Aktivität (U/mg) biolog. activity		1.4 – 2.1
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.