

Borsäure p.A. Boric acid analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	15165
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		H ₃ BO ₃
Molekulargewicht molecular weight		61.83
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	99.0 – 100.5
Schmelzpunkt (°C) melting point		176 – 180
pH	2 % in H ₂ O	3.5 – 5.5
Schwermetalle (ppm) heavy metals	als / as Pb	max. 15
Identität Identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.