

Brij 35® pract. Polyoxyethylene monolauryl ether; n ca. 23	Kat.Nr./Cat.No. :	15230
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 1 200
Aussehen appearance		weiße, wachsartige Schuppen white, wax-like flakes
Wasser (%) water		max. 1.0
Hydroxylzahl (mg KOH/g) hydroxyl value		40 – 60
Säurezahl (mg KOH/g) acid value		max. 1.0
Verseifungszahl (mg KOH/g) saponification value		max. 3.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.